



DÉPÔTS DE CALCAIRE

Un produit non adapté entraîne un dépôt de calcaire :

- Sur les résistances du générateur de vapeur
- Sur les buses de lavage
- Dans le réservoir d'eau
- Sur les urinaux et les bassins

Ces dépôts de calcaire entraînent à la longue :

- La détérioration des résistances
- L'obturation des buses de lavage
- Le blanchissement de la cuve de lavage ce qui à terme peut entraîner l'apparition de biofilm

LIME DEPOSITS

An unsuitable product leads to lime deposits :

- On the heating resistors of the steam generator
- On washing nozzles
- In the water tank
- On urinals and bedpans

These lime deposits cause in the long term :

- A deterioration of the heating resistors
- Washing nozzles obstruction
- Washing tank whitening which can cause biofilm formation

LAVE-BASSIN

BEDPAN WASHER

Pag.

Désinfection thermique
Détergents détartrant
Détergents

Thermal disinfection
Detergent and descaling agents
Detergents

25



Echelle de pH



**Action détergente et
détartrante puissante**
Strong detergent and descaling
action




CA 5P ⁽¹⁾

Détergent acide pour lave bassin à désinfection thermique
Acid detergent for bedpan washer with thermal disinfection

- Dilution à partir de 0,1% / Dilution from 0.1 %
- Compatible toutes marques de lave-bassins / Compatible with all brands of bedpan washers

Conditionnements disponibles / Available packaging :

Réf 1052520 : 4 x 5L
Réf 1052515 : 3 x 5L sur demande / on request



Spécial eaux dures
Specially for hard water



CA 22 ⁽¹⁾

Détergent détartrant acide pour lave bassin à désinfection thermique
Acid descaling detergent for bedpan washer with thermal disinfection

- Dilution à partir de 0,1% / Dilution from 0.1 %
- Compatible toutes marques de lave-bassins / Compatible with all brands of bedpan washers

Conditionnements disponibles / Available packaging :

Réf 1052720 : 4 x 5L
Réf 1052715 : 3 x 5L sur demande / on request



pH neutre
Neutral pH



CA 33 ⁽¹⁾

Détergent détartrant neutre pour lave bassin à désinfection thermique
Neutral descaler detergent for bedpan washer with thermal disinfection

- Dilution à partir de 0,05% / Dilution from 0.05 %
- Compatible toutes marques de lave-bassins / Compatible with all brands of bedpan washers

Conditionnements disponibles / Available packaging :

Réf 1052820 : 4 x 5L
Réf 1052815 : 3 x 5L sur demande / on request



Action sequestrante
Sequestering action



TFD 7 ^{LB (1)}

Détergent détartrant alcalin pour pour lave bassin à désinfection thermique
Alkaline descaling detergent for bedpan washer with thermal disinfection

- Dilution à partir de 0,1% / Dilution from 0.1 %
- Compatible toutes marques de lave-bassins / Compatible with all brands of bedpan washers

Conditionnement disponible / Available packaging :

Réf 1093620AR : 4 X 5L



Fort pouvoir détergent
High detergent power



TFD 14 ⁽¹⁾

Détergent alcalin pour lave bassin à désinfection thermique
Alkaline detergent for bedpan washer with thermal disinfection

- Dilution à partir de 0,1% / Dilution from 0.1 %
- Compatible toutes marques de lave-bassins / Compatible with all brands of bedpan washers

Conditionnement disponible / Available packaging :

Réf 1026620 : 4 X 5L

(1) Produit à usage professionnel. Respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe I / Product for professional use only, follow the precautions for use. Read the label and product information before use. Class I medical device