



## DÉCONTAMINATION DE LA RADIOACTIVITÉ

**De nombreuses contraintes apparaissent au moment de nettoyer le matériel potentiellement contaminé :**

- Compatibilité des matériaux
- Difficulté du traitement des parois verticales
- Opacification des vitres au plomb
- Contact avec l'épiderme

En prenant en compte toutes ces particularités, Franklab a développé des produits spécifiques aux services de médecine nucléaire.

## RADIOACTIVITY DECONTAMINATION

*There are a lot of issues that appear at the time of cleaning material that can be contaminated by radioactivity :*

- *Material compatibility*
- *Vertical surfaces cleaning*
- *Lead window opacification*
- *Skin contact*

*By analysing all these issues, we designed a wide range of specialized products to be used in nuclear medicine areas.*

MÉDECINE NUCLÉAIRE	NUCLEAR MEDICINE	Pag.
Trempage	<i>Immersion</i>	<b>27</b>
Surfaces	<i>Surfaces</i>	
Sols	<i>Floors</i>	



**Action détergente puissante**  
Strong detergent action



### TFD 4 <sup>(3)</sup>

**Détergent décontaminant alcalin / Alkaline decontaminant detergent**

■ Dilution à partir de 10% / Dilution from 10 %

Conditionnement disponible / Available packaging :

Réf 1010420 : 4 x 5L



**Action détergente, désinfectante et décontaminante**  
Detergent disinfectant and decontaminant action



CE  
0459

### DDN 9 <sup>(1)</sup>

**Détergent désinfectant décontaminant neutre pour dispositifs médicaux / Neutral decontaminant disinfectant detergent for medical devices**

Conditionnements disponibles / Available packaging :

Réf 1044947 : 250 x 25mL

Réf 1044916 : 12 x 1L

Réf 1044920 : 4 x 5L



**Perois verticales**  
Vertical surfaces

P.A.E  
R-T-U

### TFD Mousse

**Aérosol décontaminant de la radioactivité / Radioactivity decontaminant aerosol**

■ Décontamination des matériels non-immérgeables / Decontamination of non-immersible materials

Conditionnement disponible / Available packaging :

Réf 1010192 : 4 x 500ml



**Large spectre antimicrobien**  
Wide antimicrobial spectrum

P.A.E  
R-T-U

### DDN Spray <sup>(2)</sup>

**Détergent désinfectant décontaminant neutre / Neutral decontaminant disinfectant detergent**

Conditionnement disponible / Available packaging :

Réf 1045140 : 12 x 750ml



**Action détergente, désinfectante et décontaminante**  
Detergent, disinfectant and decontaminant action



### DDN Surf <sup>(2)</sup>

**Détergent désinfectant décontaminant neutre / Neutral decontaminant disinfectant detergent**

Conditionnements disponibles / Available packaging :

Réf 1076016 : 12 x 1L

Réf 1076020 : 4 x 5L

(1) Produit à usage professionnel. Respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe II.b / Product for professional use only, follow safety precautions. Read the label and product information before use. Class IIb medical device

(2) Produit à usage professionnel. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. / Product for professional use only, follow safety precautions. Use biocides with caution. Read the label and product information before use.

(3) Produit à usage professionnel. Respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. / Product for professional use only, follow safety precautions. Read the label and product information before use.